



Descripción del artículo

Número de pedido	70.3010.255
Descripción del artículo	Punta con filtro, volumen de trabajo: 10 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, Biosphere® plus, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette y Brand y modelos de similares características, 96 unidades/caja

Características del producto

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	10 µl
Filtro	sí
Codificar color	gris

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen máx.	10 µl
Longitud del producto	31 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del filtro	Polietileno (PE)

Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	Biosphere® plus
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1920
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	480
unidades / caja	1920
unidades / pallet	96000
Profundidad caja interior	330 mm
Ancho de la caja interior	111 mm
Altura de la caja interior	148 mm
Profundidad de la caja	348 mm
Ancho de la caja	325 mm
Altura de la caja	245 mm
Volumen de la caja	0.0277 cbm
Peso del producto	0.0009 kg
Peso de la caja	2.75 kg
EAN de la caja interna	4038917894531
EAN de la caja	4038917894548

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

