




Especificaciones del producto
S-Monovette® neutra Z, 7,5 ml, cierre blanco,
(LxØ): 92 x 15 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	01.1728.001
Descripción del artículo	S-Monovette® neutra Z, sin preparación, 7,5 ml, tapón roscado con membrana, cierre blanco, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 92 x 15 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: negra, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	sin preparación
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	negra
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-06-05

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

**S-Monovette® neutra Z, 7,5 ml, cierre blanco,
(LxØ): 92 x 15 mm, con etiqueta de papel**

Página 2

Conexión tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal	7.5 ml
Diámetro exterior de la tapa	18 mm
Diámetro	15 mm
Longitud incluido el tapón	108 mm
Longitud sin tapón	92 mm
Longitud con tapón y émbolo	129 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	blanco
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	32000
Profundidad caja interior	189 mm
Ancho de la caja interior	134 mm
Altura de la caja interior	82 mm
Profundidad de la caja	440 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-06-05

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® neutra Z, 7,5 ml, cierre blanco,
(LxØ): 92 x 15 mm, con etiqueta de papel

Página 3

Ancho de la caja	400 mm
Altura de la caja	144 mm
Volumen de la caja	0.0253 cbm
Peso del producto	0.0076 kg
Peso de la caja	4.63 kg
EAN de la caja interna	4038917133326
EAN de la caja	4038917024815

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-06-05

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT